

Wunschzettel Schienen



Materialportfolio

3D Druck

Comfort Schiene flex

ab 0,5 mm
thermoplastisch

Comfort Schiene taff

ab 0,5 mm

Ortho plus UV

Medizinprodukt der Klasse IIa

Gefräst

Clear-Splint

ab 0,5 mm
glasklar / hart

Polycarbonat

ab 0,3 mm
glasklar / hart
Nylonverstärkt

Tiefgezogen

weiche Schiene (Erkoflex)

1,0mm 1,5mm 2,0mm 3,0mm 4,0mm

harte Schiene (Erkodur)

0,6mm 0,8mm 1,0mm 1,5mm 2,0mm

harte/weiche Schiene (Erkoloc-pro)

1,0mm 1,3mm 2,0mm 3,0mm 4,0mm

meine Wünsche

Material, Stärke, meine Bezeichnung, besondere Ausführung

(Beispiel: „2,0 mm, Clear-Splint, K2, erhöhte Eckzahnführung, Seitenzahnbereich 0,4mm Impressionen)

Praxis

Behandler



Materialportfolio **BEISPIEL**

3D Druck

Comfort Schiene flex

ab 0,5 mm
thermoplastisch

Comfort Schiene taff

ab 0,5 mm

Ortho plus UV

Medizinprodukt der Klasse IIa

Gefräst

Clear-Splint

ab 0,5 mm
glasklar / hart

Polycarbonat

ab 0,3 mm
glasklar / hart
Nylonverstärkt

Tiefgezogen

weiche Schiene (Erkoflex)

1,0mm 1,5mm 2,0mm 3,0mm 4,0mm

harte Schiene (Erkodur)

0,6mm 0,8mm 1,0mm 1,5mm 2,0mm

harte/weiche Schiene (Ercoloc-pro)

1,0mm 1,3mm 2,0mm 3,0mm 4,0mm

meine Wünsche

Praxis Bezeichnung, Material, Stärke, besondere Ausführung

K1a, Clear Splint, Mindeststärke, **erhöhte Eckzahnführung**, SZB Plan (**0,4 mm** Impressionen)

Zentrikschiene, Clear Splint, möglichst absenken, Artikulation über Planefinder, **1mm** Impressionen

K2, Erkodur, 1,5 mm

Münchener Schiene zum zementieren, (Snap-on) Polycarbonat zahnfarbend, Regio individuell (meist 3er bis 7er beidseitig **ohne** Verbindung), SZB Plan (0,4 mm Impressionen), Ausdehnung **bis Äquator**

Münchener Schiene zum herausnehmen, (Snap-on) Polycarbonat zahnfarbend, Regio individuell (meist 3er bis 7er beidseitig **mit** Verbindung durch Bügel), SZB Plan (0,4 mm Impressionen), Ausdehnung **über Äquator hinaus**

Formteil, Ercoloc-pro, 2 mm, Ausdehnung **3 Zähne je Seite zusätzlich verlängert** (Beispiel: Formteil für 44+45 = 41-48 2mm auf Gingiva, rest leicht über Äquator)

Bohrschablone Pilotbohrung, Ortho plus UV, 2,5 mm, Ausdehnung Bereich Bohrungen - **Interdental separiert, basal schlanker werdend**, Keine Bohrhülse

keine weichen Schienen